



TIE, RIC, BOX, ITE, ITC, CIC / 150 micron

*Sıvıya Karşı **Normal Direnç***

Etkili koruma ile cihazınız daha güvende.

- Kanal içi cihazınızın su, ter ve kulak kirinden etkilenmemesi için, **ear-technic** etkili koruma filtrelerini geliştirdi.
- Etkili filtre kullanımıyla, hoparlörün içine sıvının girmesine karşı bariyer görevi yaparak, cihazın

kullanım ömrünü uzatmaktadır. Cihazın teknik servisine gönderilmesini ve masrafların çıkmasını azaltmaktadır.

- Filtreyi doğru kullanmanız halinde cihazın performansına önemli derecede katkı sunacaktır.

UYARI:

- 1- Lütfen filtreyi çocuklardan uzak tutunuz.
- 2- Filtreyi ağzınıza almayınız veya filtre çıkarma işlemi için dişlerinizi kullanmayınız.
- 3- Filtre değişiminden sonra lütfen ellerinizi yıkayınız.
- 4- Sağ ve sol kulak filtrenizin birini diğerinin yeriyile değiştirmeyiniz.

Bir kulakta olan hastalık diğerine geçebilir.

TIE, RIC, BOX ve Tüm Kanal içi Cihazlara **Filtre Takma İşlemi:**



Filtre Çıkarma İşlemi:



Depolama ve transport şartları:



Nakliye ve depolama esnasında sıcaklık: -20°/60° Celsius sınır değeridir.



Nem oranı: %65'i aşmamalıdır.



Hava basıncı aralığı: İdeal 1100-500 hPa



Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Türkiye Satış Ofisi | Üretici Firma



EAR TEKNİK İŞİTME ve ODİOMETRİ
CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeşilköy Mah. Şehit Özcan Canik Sk.
No.2/5 34149 Bakırköy-İstanbul/Türkiye
Tel. +90 212 557 91 68



Karamahmet Mah. Avrupa Serbest Bölge.
Adnan Arısoy Blv. No.11 İç Kapı No.202
59930 Ergene-Tekirdağ/Türkiye

BR.01.02/D01-810109/03.10.2024/02



1984